

Navina Insert - Productinformatie

Beschrijving van het product

Anaalplug.

Houdbaarheid en aantal keren gebruik

De houdbaarheid van de Navina Insert is 5 jaar.
De Navina Insert is een product voor eenmalig gebruik, mag dus slechts één keer worden gebruikt en moet daarna worden weggegooid.

Materiaalsamenstelling

Materiaal van de insert: siliconen elastomeer, minerale olie, vaseline.

Primair verpakkingsmateriaal: PE/nylon.

Secundair verpakkingsmateriaal: golfkarton.

Beoogd gebruik

De Fecal Incontinence Insert is een anaalplug die bedoeld is om volwassen patiënten, van 18 jaar en ouder, en verzorgers te helpen bij het voorkomen van fecale incontinentie. Het hulpmiddel is ontworpen om ongewild ontlastingsverlies via de anus te voorkomen. Het medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik wordt via de anus in het anale kanaal en het rectum ingebracht. Het hulpmiddel sluit aan op en vormt zich naar het anale kanaal en de anorectale overgang om ongewild ontlastingsverlies te voorkomen.

Indicaties voor het gebruik

De Navina Insert is geïndiceerd om ongewild ontlastingsverlies als gevolg van fecale incontinentie te voorkomen. De anaalplug is ontworpen om zelf in te brengen.

Risico's

- Mogelijke lichte irritatie of enig ongemak van de anus of het anale kanaal.
- Mogelijke migratie of verplaatsing van de insert naar het anale kanaal of het rectum.
- Onverwachte verwijdering.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties

Fecale lekkage kan medisch worden behandeld. De Navina Insert is niet bedoeld ter vervanging van chirurgische ingrepen om ongewilde fecale lekkage te behandelen. Raadpleeg uw arts voor professioneel advies.

- Navina Insert is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen.
- Dit hulpmiddel is niet steriel en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.
- Door hergebruik van het hulpmiddel kan het hulpmiddel defect raken.
- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor siliconen.
- Niet gebruiken in combinatie met zetpillen.

Stop met het gebruik van Navina Insert en raadpleeg uw arts als u last heeft van:

- Bloederige ontlasting of bloeden uit het rectum.
- Bloedende aambeien.
- Anale of rectale pijn, irritatie, spiersamentrekkingen, scheurtjes of fissuren.
- Als de Fecal Incontinence Insert naar het anale kanaal of het rectum is verplaatst en de plug er niet uit is gekomen bij de volgende stoelgang.
- Als u in de afgelopen 4 weken een operatie aan de endeldarm heeft ondergaan.



Navina Insert

Referentie	Type	Specificaties
6930400	Navina Insert standaard	Doos van 30 stuks
6930500	Navina Insert Large (groot)	Doos van 30 stuks
6930600	Navina Insert Starter Pack (starterspakket)	Doos met 5 standaard en 5 grote

Navina™ Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest Stewartville,
MN 55976 USA 507-533-0366
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.nl



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20 Braunfels 35619
Germany