



Lus in openingslabel.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Directe activering: wordt geleverd met steriele zoutoplossing; even knijpen en het is klaar voor gebruik.

Beschermende sleeve voor optimale controle en een non-touch techniek.

Niet geproduceerd met PVC, ftalaten of latex.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}

Gladde katheterogen.^{3,4}

Inknijpbare sleeve-houder.



Oprolbaar tot een handig discreet broekzakformaat.

Productomschrijving

LoFric® Origo™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutwateroplossing voor activering.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klant verpakking. 4 klant verpakkingen per verzenddoos.

5 katheters per proefpakket.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Watersacht: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET), aluminium en polyethyleen (PE). Steriel water met natriumchloride (NaCl).

Sleeve: polyethyleen (PE)

Primair verpakkingsmateriaal: Bovenste folie: laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleen (PE).

Onderste folie: polyolefine.

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
4461265	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (man)	40 cm	CH 12
4461465	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (man)	40 cm	CH 14
4461665	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (man)	40 cm	CH 16
4481265	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (man)	40 cm	CH 12
4481465	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (man)	40 cm	CH 14
4481665	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (man)	40 cm	CH 16

Alle producten verkrijgbaar in proefpakket, 5 katheters. Om te bestellen vervangt u de laatste twee cijfers van het referentienummer door 05.



Gebruiksvriendelijke klant verpakking.



Proefpakket, 5 katheters.



Nelaton Flexible

LoFric® Origo™



Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al bijna 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar om de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar om klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u wellspect.nl.

wellspect.nl

Wellspect B.V., Signaalrood 55, 718 SG Zoetermeer, Netherland.

Tel NL: 079 360 70 10.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only