

Navina Mini - Productinformatie

Beschrijving van het product

Transanaal irrigatiesysteem met laag volume (185ml).

Houdbaarheid en aantal keren gebruik

Alle Navina Mini onderdelen hebben een houdbaarheid van 2 jaar.

De conus is een product voor eenmalig gebruik en mag dus slechts één keer worden gebruikt. De watercontainer en optionele verlengslang kunnen 60 keer worden gebruikt.

Materiaalsamenstelling

Belangrijkste productonderdelen: watercontainer, rectale conus en verlengslang zijn gemaakt van thermoplastisch elastomeer (TPE).

Hydrofiele oppervlaktecoating van de conus: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Primair verpakkingsmateriaal: polyethyleen (PE).

Secundair verpakkingsmateriaal: karton en golfkarton.

Navina Mini bevatten geen latex, PVC of ftalaten.

Beoogd gebruik

Navina Mini is bedoeld voor transanale irrigatie waarbij een kleine hoeveelheid water via een rectale conus voor eenmalig gebruikt in het rectum wordt ingebracht.

Indicaties voor het gebruik

Navina Mini is geïndiceerd voor volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar die last hebben van onvolledige lediging en/of fecale incontinentie.

Contra-indicaties

Gebruik Navina Mini **NIET** als bij u sprake is van een of meer van de volgende aandoeningen:

- Bekende anale stenose.
- Actieve ontsteking aan de darm.
- Acute diverticulitis en diverticulair abces.
- Colorectale kanker.
- Ischemische colitis.
- Anale of colorectale chirurgie die minder dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden.

In deze lijst staat mogelijk niet alles vermeld. Uw zorgverlener zal altijd rekening houden met de persoonsgebonden factoren van een gebruiker.



Navina Mini

Referentie	Type	Specificaties
6931000	Navina Mini Startset	1 watercontainer, 5 rectale conussen, 1 verlengslang
6930700	Navina Mini Set	1 watercontainer, 30 rectale conussen
6930800	Navina Mini Verlengset	1 watercontainer, 30 rectale conussen, 1 verlengslang
6930900	Navina Mini navullingsset	30 rectale conussen

Navina™ Mini

