

# KLEIN IN GEBRUIK, GROOT IN EFFECT

Zoekt u een eenvoudige manier om patiënten te helpen met darmproblemen, zoals ongewenst ontlastingsverlies of het gevoel van onvolledige lediging?

Navina™ Mini kan uw darmproblemen verlichten. Een intuïtieve oplossing voor ongewenst ontlastingsverlies of onvolledige lediging.

## Comfortabel

Afgeronde tip voor comfortabel inbrengen.

## Terugslagklep

Het water kan maar één kant op stromen zodat het waterreservoir schoon blijft.

## Beter bereik

De verlengslang zorgt voor een beter bereik en kan 60 keer gebruikt worden.

## 60 keer gebruiken

Soepel en stevig ontwerp. Het waterreservoir kan 60 keer worden gebruikt.

## Ergonomisch

Past precies in uw hand.

## Waterreservoir van 185 ml

Soepel en makkelijk in te knijpen. Met een inhoud van 185 ml is één keer knijpen voldoende.

**Navina™** Mini

# WAT IS ER BETER DAN DIRECT RESULTAAT?

Omdat Navina Mini eenvoudig te gebruiken is, is er maar een korte uitleg nodig. Het water wordt voorzichtig ingebracht in het rectum middels de gladde, gecoate conus. Dit helpt de laatste resten ontlasting weg te spoelen en verlicht de klachten.

## Hoe verhoudt Navina Mini zich tot vergelijkbare medische hulpmiddelen?

Er zijn een aantal vergelijkbare producten op de markt voor het darmspoelen met een laag volume. Wat maakt Navina Mini zo uniek? Bij het ontwerpen van Navina Mini stonden gebruiksgemak en duurzaamheid van het product hoog op de agenda. Zowel het makkelijk in te knijpen reservoir als de verlengslang kunnen 60 keer worden gebruikt. De eenmalig te gebruiken conus is ontworpen met een afgeronde tip. In combinatie met onze beproefde hydrofiele glijlaag is het inbrengen van de conus comfortabel.

	Watervolume	Gebruik	Verlengslang beschikbaar?
<b>Wellspect Navina™ Mini</b>	185 ml	60 keer	Ja, 60 keer gebruik
<b>QuFora® IrriSedo MiniGo (Flex)</b>	160 ml	30 keer	Ja, éénmalig gebruik
<b>Coloplast Peristeen® Light</b>	175/250 ml	30 keer	Ja, 30 keer gebruik



*Navina Mini is compact en klein, eenvoudig in gebruik en makkelijk schoon te maken!*

- Sara Strandberg  
Verpleegkundig Specialist en  
Urotherapeut

Namen en afbeeldingen zijn veranderd vanwege privacy.

### Navina Mini

Manufacturer:  
Wellspect HealthCare,  
Aminogatan 1, P.O. Box 14,  
SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00.  
www.wellspect.com

